

## 100% Qualität aus der Schweiz

Die Qualität des TRI® Dental Implant System basiert auf 25 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Dentalprodukten für Weltmarktführer der Branche.

**TRI® FRICTION** ist eine technologisch einzigartige Prothetik-Verbindung und integraler Bestandteil des **TRI® Performance Concept**. Eine Fertigungstoleranz von 0.006mm garantiert den perfekten und hochpräzisen Sitz der Prothetik mit langfristiger Sicherheit.

### Schliffbild eines TRI®-Vent Implantats

25 Jahre Produktionserfahrung in der Medizintechnik und ein moderner Maschinenpark sprechen für hochwertige Qualität und Innovation.



Das **Qualitätsmanagement** des Schweizer Unternehmens entspricht den ISO Richtlinien 13485 und 9001.



Die **Produktion** im Herzen der Schweiz folgt konsequent einer transparenten Unternehmensphilosophie. Seit Jahren sind interessierte Partner und Kunden zu Gast auf dem Gelände, um sich selbst ein Bild zu machen.

Sprechen Sie Ihren TRI Gebietsverkaufsleiter an, wenn Sie die Produktion der TRI Implantate erleben möchten.



## TRI® SBA Oberfläche

Korund gestrahlt und säuregeätzt.  
DER Goldstandard für zuverlässige Osseointegration.

### TRI® SBA Oberfläche

in der Schweiz hergestellt.

Langjährige klinische Daten zu gestrahlt/geätzten Implantatoberflächen sowie langjährige Produktionserfahrung sind die **Grundlage für eine zuverlässige Osseointegration** der TRI Zahnimplantate.

### Eine Makrostruktur von 20-40µm und eine Mikrostruktur von 2-4µm

bieten die ideale Basis für eine exzellente Osseointegration. Dies wurde durch zahlreiche klinische Studien dieses Oberflächentyps bestätigt.

2-4µm

20-40µm


Das Unternehmen TRI bietet eine **lebenslange Garantie** für Zahnimplantate\*.

Die aktuellen Erhebungen bestätigen eine **Erfolgsrate für die Osseointegration von 99.2%**.



\*Ersatz des Zahnimplantats bei Verlust nach erfolgter Osseointegration.

### TRI® SBA Oberfläche



Nutzen Sie die Möglichkeit und überzeugen Sie sich selbst von der Schweizer Qualität des TRI® Dental Implant System mit der Bestellung **eines kostenlosen Probeimplantats**.

Sprechen Sie hierzu Ihren TRI Gebietsverkaufsleiter an und besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: [www.tri-implants.com](http://www.tri-implants.com)

