


# Optimiertes Soft Tissue Management dank des neuen Esthetic Healing Collars



TRI® Dental Implants, ein junger innovativer Qualitätsanbieter von Implantaten aus der Schweiz, lanciert neu den patentierten Gingivaformer Typ „Esthetic Healing Collar“, und geht hiermit den nächsten Schritt in der nachhaltigen Verbesserung des Soft Tissue Management in der dentalen Implantologie.

Das konturierte Emergenzprofil des Esthetic Healing Collars, welches sich konsequent bei allen TRI Abutments vorfindet, formt nachhaltig die Gingiva für ein optimales Ästhetikergebnis. Als Besonderheit ermöglichen Fixierungsösen am oberen Ende des Abutments eine hochangesetzte chirurgische Befestigung der Papillen (siehe Bild).

Erhältlich ist der Esthetic Healing Collar in den Emergenzprofilen 3.5 mm und 5.0 mm für die universelle Prothetikplattform 3.5mm in den Implantatdurchmessern 3.75, 4.1 und 4.7mm des TRI-Vent Implantatsystems.

Weitere Informationen:

Infoline: 00800 3313 3313