

Ästhetik in allen Indikationsbereichen garantieren

Die neuartige TRI-OCTA Implantat-Line wurde anlässlich der European Academy of Osseointegration (EAO) in Rom vorgestellt.

TRI Dental Implants erweitert sein Portfolio mit einem Tissue Level Implantat mit einer gingivafarbenen Halsmanschette und einer internen marktkompatiblen Octagon-Verbindung. CEO Tobias Richter sowie CTO Sandro Venanzoni über die Gründe der Produkt lancierung.

Ein Grossteil der Zahnimplantat-Gemeinschaft ist immer noch uneinig, was die Bewertung von Tissue Level Implantaten betrifft. Was waren die Gründe für Sie, ein solches Produkt auf den Markt zu bringen?

Tobias Richter: Vom wissenschaftlichen Standpunkt ist das Tissue Level Implan-

tat zweifellos eines der zuverlässigsten, leistungsstärksten und wissenschaftlich bewährtesten Implantat-Typen. Das Implantat verlor diesen Status in den frühen 2000er Jahren und wurde immer mehr von den universeller einsetzbaren Implantaten auf Knochenniveau verdrängt. Allerdings waren wir immer von

den Stärken der Tissue Level Implantate in Bezug auf Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit im hinteren und zahnlosen Seitenbereich überzeugt. Entsprechend haben wir beschlossen, die TRI-Octa Implantat Linie in unser Portfolio aufzunehmen, um die Ansprüche an die Ästhetik für alle Indikationen zu



CTO Sandro Venanzoni (li) und CEO Tobias Richter präsentieren die neue TRI-OCTA Implantat Linie.


ANZEIGE

THINK PINK!

EINZIGARTIGE ÄSTHETISCHE ERGEBNISSE -
OB IM ANTERIOREN ODER IM POSTERIOREN BEREICH

TRI
dental implants

Tissue Level
TRI®-Octa



Bone Level
TRI®-Vent

TRI® erweitert sein Portfolio um ein Tissue Level Implantat mit einer gingiva-farbenen Halsmanschette und marktkompatiblen Octagon-Verbindung. Diese Innovation garantiert Ihnen höchste ästhetische Ergebnisse auch im posterioren Bereich.

Mehr "Think Pink!" an unserer
Werksbesichtigung

19. November 15.00 Uhr

Made in Switzerland 

garantieren. Als Innovation haben wir die 1,8mm hohe Tulpe mit einem rosa-goldenen Farbton anodisiert und so die ästhetischen Eigenschaften des Implantats hinsichtlich der Transluzenz in der Gingiva verbessert.

Der rosa-goldene Kragen des TRI-Octa soll die Ästhetik in den anterioren und posterioren Regionen verbessern. Werden auch Abutments in derselben Farbe erhältlich sein?

Sandro Venanzoni: Funktion der rosa Farbe ist es, die Wirkung der negativen Farbschatten in der Gingiva bei Tissue Level Implantaten zu reduzieren. Sie wurde entwickelt, um die Ästhetik auch bei unwahrscheinlichen Geweberegressionen zu verbessern. Wir sind davon überzeugt, dass eine Färbung eine ähnliche Wirkung auf die Abutment-Linie haben kann. Alle TRI Octa Abutments haben die gleiche Rosa-Gold-Färbung. An der Universität Zürich wird gegenwärtig mit Dr. Daniel Thoma, Dr. Ronald Jung und Prof. Dr. Christoph Hämmerle eine Studie an Schweinekiefern durchgeführt, welche die verbesserte Transluzenz mit farbigen Titan im Vergleich zu herkömmlichen maschinierem Titan evaluiert.



Das neue TRI-OCTA Tissue Level Implantat mit gingivafarbener 1,8mm Tulpe.



Das selbstschneidende Dreifachgewinde bietet eine optimale Primärstabilität für Sofort-, Früh- oder Spätversorgungen.

Ist die Markteinführung eines Tissue Level Implantats eine Markt-Notwendigkeit oder einfach nur das Ergebnis eines langfristigen Entwicklungsprozesses?

Tobias Richter: Der Anteil an Tissue Level Implantaten beträgt weltweit nach wie vor ca. 30%, so dass wir mit unserem neuen Tissue Level Implantat diesen Markt nun abdecken und unseren Kunden eine entsprechende Lösung anbieten können. ■

Kontakt

TRI Dental Implants Int. AG
Markus Jörmann
CH-6340 Baar
Gratis Infoline: 00800 3313 3313
markus.joerimann@tri-implants.com
www.tri-implants.com



Gratis Infoline: 00800 3313 3313 www.tri-implants.com



SCHWEIZER QUALITÄT
Hochwertige Produkte mit mehr als 25 Jahren Weltmarkterfahrung



LEISTUNG
4 Goldstandards für optimale Ergebnisse in der Praxis



EINFACHHEIT
50% weniger Komponenten dank einer intelligenten Portfoliostruktur



FAIRER PREIS
50% günstiger im Preis durch ein schlankes, effizientes Geschäftsmodell



UNKONVENTIONELL
Die Essenz aus 20 Jahren Industrieerfahrung vereint in einem neuartigen Unternehmenskonzept